

ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, Cleaning and Storing System

Contact lens disinfection system which disinfects, neutralizes, and removes protein deposits for all soft contact lenses including silicone hydrogel lenses.

Read this instruction sheet carefully before using **cleadew**, and keep it for future reference. To avoid eye infections or damage, always follow the user instructions.

COMPOSITION AND DESCRIPTION

Do not use **cleadew** if allergic to any of the ingredients used in **cleadew**.

cleadew 1 Lens case	cleadew 2 (Disinfecting, Neutralizing, and Cleaning Tablet)	cleadew 3 (Dissolving & Rinsing Solution)
Cap Filling Line 8 mL Lens holder R = Right L = Left	Symbol 1 is printed Disinfection Cleaning, Neutralization Symbol 2 is printed	Symbol 3 is printed
Povidone-iodine in the tablet quickly destroys harmful microorganisms, including Bacteria, Fungi, and Acanthamoeba. Next, the Ascorbic acid in the tablet neutralizes the povidone-iodine to a safe level. Finally, the included proteolytic enzyme complex removes protein deposits.	Povidone iodine (4.0 mg/tablet), Ascorbic acid (2.0 mg/tablet), and Proteolytic enzyme (0.5 mg/tablet)	This solution is used for dissolving cleadew 2 and rinsing lenses. Boric acid and Hydrogen peroxide as preservative

USER INSTRUCTIONS

-
-
-
-
-
-

Ensure that solution and lens are completely clear. If orange colour remains even after 4 hours, see **PRECAUTIONS** below.

STORAGE

After completing the above steps, in case of storing the lens for more than 24 hours, you should replace the solution with **cleadew 3**. You may store the lens in the unopened lens case up to 7 days, and then repeat the care steps from the beginning before wearing your lens.

WARNINGS

- Do not use **cleadew** if allergic to any of the ingredients used in **cleadew**.
- If you experience persistent eye discomfort, excessive tearing, vision changes, or redness of the eye, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Do not use **cleadew** with any eye medication or other contact lens care products.

PRECAUTIONS

- Read this instruction sheet carefully before using **cleadew** and keep it for future reference. To avoid eye infections, always follow the user instructions.
- Always wash and dry your hands completely before handling your lenses.
- If the solution does not turn orange after you have added a tablet, discard the solution, wash and dry the lens case, and then repeat the care steps from the beginning, in accordance with the user instructions.
- Do not wear your lenses if the orange stain persists.
- Consult your eye care practitioner if you have worn un-neutralized lenses.
- Ensure that solution and lens are completely clear before wearing the lenses. If orange color remains after 4 hours, lightly shake the lens case and leave it aside for 20-30 minutes. Check if the color has disappeared. If orange colour persists, discard solution and repeat care steps from the beginning.
- After each use, discard any **cleadew** solution that remains in the lens case.
- After each use of **cleadew**, wash the lens case with sterile saline solution and allow to air dry.
- Children should not use **cleadew** by themselves; parents are requested to be responsible for their daily care.
- Use only the specially designed lens case provided with **cleadew**.
- Discard any remaining solution 3 months after opening the bottle.
- Always use **cleadew 2** and **cleadew 3** together.
- Close bottle tightly after use.
- Do not use **cleadew** with hard or rigid gas permeable lenses.
- Do not swallow the solution or the tablets.
- Do not touch the tip of **cleadew 2** to avoid contamination.
- Do not use **cleadew** for heat disinfection.
- Do not use **cleadew 2** with any other container.
- Do not use **cleadew** after the expiry date.
- Do not use the solution or tablet if it is discoloured.
- Do not use **cleadew** if the tamper seal is damaged or missing.
- Do not use tap water to store and rinse the lenses.
- Keep out of reach of children.
- Secure the cap of **cleadew 3** after each use.
- Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- Do not replace **cleadew 2** with any other container.
- Do not use **cleadew 2** in its original package when not in use.
- Always use the new lens case provided.
- Use the tablet immediately after opening the package.
- Always store the tablets in their aluminum package when not in use.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care professional.

FRAANÇAIS | Mode d'emploi

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation

Système de désinfection des lentilles de contact qui désinfecte, neutralise et enlève les dépôts de protéines sur tous types de lentilles souples, y compris les lentilles en silicone hydrogel.

COMPOSITION ET DESCRIPTION

cleadew 1 Eau à lentilles	cleadew 2 (Comprimés désinfectants, neutralisants, et nettoyants)	cleadew 3 (Solution de dissolution et rinçage)
Cap Chaîne de remplissage 8 mL Support à lentilles R = Droite L = Gauche	Présence du symbole 1 Disinfection Cleaning, Neutralization Présence du symbole 2 Ne pas ingérer	Présence du symbole 3
Povidone iodée détruit instantanément les micro-organismes nocifs tels que les bactéries, les champignons, et l'acanthamoeba. Par ailleurs, l'acide ascorbique neutralise la povidone iodée pour la rendre inoffensive pour l'œil. Enfin, l'enzyme protéolytique présent élimine les dépôts protéiques.	Povidone iodée (4.0 mg/comprimé), acide ascorbique (2.0 mg/comprimé), et enzyme protéolytique (0.5 mg/comprimé)	Cette solution est utilisée pour dissoudre cleadew 2 , ainsi que pour rincer les lentilles. Acide borique et peroxyde d'hydrogène comme conservateur

CONSIGNES D'UTILISATION

-
-
-
-
-
-

S'assurer que la solution et les lentilles sont entièrement incolores. Voir les **PRÉCAUTIONS** ci-dessous si la présence de la couleur orange persiste après 4 heures.

CONSERVATION

Une fois les étapes décrites ci-dessus terminées, il est nécessaire de remplacer la solution **cleadew 3** en cas de conservation des lentilles dans l'étui pendant plus de 24 heures. Les lentilles peuvent être conservées dans un étui à lentilles fermé jusqu'à 7 jours. Dans ce cas, avant de porter les lentilles, il est nécessaire de répéter les étapes de soin depuis le début.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser **cleadew** en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans **cleadew**.
- En cas de sensation d'inconfort permanent au niveau des yeux, de changements dans la vision, ou de rougeurs aux yeux, retirez ses lentilles immédiatement et consultez un optométriste ou un spécialiste des soins oculaires.
- Ne pas utiliser **cleadew** en même temps qu'un médicament pour les yeux ou qu'un autre produit d'entretien pour lentilles de contact.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lire attentivement cette notice avant d'utiliser **cleadew** et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Se laver et se sécher les mains intégralement avant de manipuler les lentilles.
- Si, après avoir introduit un comprimé, la solution ne devient pas orange, jeter la solution, laver et sécher l'étui à lentilles puis recommencer les étapes de soin depuis le début selon ce mode d'emploi.
- Ne pas porter ses lentilles si la tâche orange persiste.
- Consulter un spécialiste des soins oculaires en cas de port de lentilles non neutralisées.
- S'assurer que la solution et les lentilles sont entièrement incolores avant de porter les lentilles. Si une teinte orange persiste après 4 heures, secouer légèrement l'étui à lentilles jusqu'à ce que la couleur disparaisse. Si elle persiste, jeter la solution et recommencer les étapes de soin depuis le début.
- Après chaque utilisation, verser tout restant de solution **cleadew** de l'étui à lentilles.
- Après chaque utilisation de **cleadew**, laver les lentilles à l'aide d'une solution saline stérile et à laisser sécher à l'air libre.
- Les enfants ne doivent pas utiliser **cleadew** seuls; les parents sont tenus d'être responsables des soins quotidiens.
- Utiliser exclusivement l'étui à lentilles conçu spécialement à cet effet par **cleadew**.
- Jeter la solution au bout de 3 mois après l'ouverture de la bouteille.
- Toujours employer **cleadew 2** et **cleadew 3** ensemble.
- Bien refermer le flacon après ouverture.
- Ne pas utiliser **cleadew** avec des lentilles dures ou rigides perméables au gaz.
- Ne pas avaler la solution ou les comprimés.
- Ne pas toucher l'emboîtement de **cleadew 2** afin d'éviter la contamination.
- Ne pas utiliser **cleadew** pour une désinfection à la chaleur.
- Ne pas utiliser de comprimé cassé.
- Ne pas utiliser **cleadew** après la date de péremption.
- N'utiliser ni la solution, ni le comprimé s'ils ont changé de couleur.
- Ne pas utiliser **cleadew** si le sceau d'intégrité est déchiré ou manquant.
- Ne pas utiliser l'eau du robinet pour conserver ou rincer les lentilles.
- Ne pas utiliser **cleadew** après la date de péremption.
- Refermer le capuchon de **cleadew 3** après chaque utilisation.
- Conserver les produits dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière du jour.
- Ne pas remplacer **cleadew 2** par un autre flacon.
- Ne pas conserver **cleadew** dans un vial étui à lentilles.
- Toujours utiliser le nouvel étui fourni.
- Utiliser le comprimé directement après ouverture.
- Conserver toujours les comprimés dans leur emballage en aluminium lorsque ces derniers ne sont pas utilisés.
- Ne pas changer de système de nettoyage des lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektion-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem

Desinfektionssystem für alle weichen Kontaktlinsen einschließlich solcher aus Silikonhydrogel zur Desinfektion, Neutralisierung und Entfernung von Eiweißablagerungen.

ZUSAMMENSETZUNG UND BESCHREIBUNG

cleadew 1 Kontaktlinsenbehälter	cleadew 2 (desinfizierende, neutralisierende und reinigende Tablette)	cleadew 3 (Lösung zum Reinigen und Abspülen)
Deckel Fülllinie 8 mL Linsenhalter R = rechts L = links	Symbol 1 ist gedruckt Disinfection Cleaning, Neutralization Symbol 2 ist gedruckt Nicht essbar	Symbol 3 ist gedruckt
Das Povidon-Iod in der Tablette zerstört schädliche Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilzen und Acanthamoeba. Als nächstes neutralisiert die Ascorbinsäure das Povidon-Iod auf ein sicheres Niveau. Schließlich entfernt das proteolytische Enzym, das beigefügt wurde, noch vollständig alle Proteinablagerungen.	Povidon-Iod (4.0 mg/Tablette), Natriumascorbat (2.0 mg/Tablette) und proteolytisches Enzym (0.5 mg/Tablette)	Mit dieser Flüssigkeit wird cleadew 2 aufgelöst und die Kontaktlinsen gereinigt. Borsäure und Wasserstoffperoxid als Konservierungsstoff

GEBRAUCHSANWEISUNG

-
-
-
-
-
-

Stellen Sie sicher, dass die Lösung und die Kontaktlinsen völlig klar sind. Wenn die orangefarbene Lösung nach 4 Stunden immer noch vorhanden ist, wiederholen Sie bitte die **SICHERHEITSSCHRITTE** unten.

AUFBEWAHRUNG

Nachdem Sie die oben angeführten Schritte ausgeführt haben und die Kontaktlinsen länger als 24 Std. aufbewahren möchten, ist es empfehlenswert die Lösung gegen **cleadew 3** auszutauschen. Sie können die Kontaktlinsen in dem ungeöffneten Behälter bis zu 7 Tage aufbewahren. Danach wiederholen Sie bitte die Pflege-Schritte, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen tragen.

WARNUNGEN

- Benutzen Sie **cleadew** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Färbung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen heraus und gehen Sie zu Ihrem Arzt.
- Benutzen Sie bitte **cleadew** nicht zusammen mit Augenmedikamenten oder anderen Kontaktlinsen-Pflegeprodukten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig, bevor Sie **cleadew** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Um Augeninfektionen zu verhindern, befolgen Sie bitte immer die Gebrauchsanweisungen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände immer gründlich ab, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen ansetzen.
- Färbt sich die Lösung nicht Orange, nachdem Sie die Tablette in die Lösung gelegt haben, schütten Sie die Lösung weg, waschen und trocknen Sie den Kontaktlinsenbehälter und wiederholen Sie die die Pflegeschritte von vorn, wie Sie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.
- Tragen Sie bitte Ihre Kontaktlinsen nicht, wenn sie weiterhin orange gefärbt sind.
- Konsultieren Sie Ihren Augenarzt, wenn Sie nicht neutralisierte Kontaktlinsen getragen haben.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen sicher, dass die Lösung und Kontaktlinsen völlig klar sind. Wenn die orangefarbene Lösung nach 4 Stunden immer noch vorhanden ist, schütten Sie den Behälter leer, bis die Farbe verschwindet. Wenn die orangefarbene Lösung nicht verschwindet, entsorgen Sie die Lösung und führen Sie die Pflegeschritte von vorne durch.
- Entwerfen Sie nach jedem Gebrauch die im Kontaktlinsenbehälter verbleibende **cleadew**-Lösung.
- Waschen Sie Ihr nach jedem Gebrauch mit **cleadew** mit einer sterilen Salzlösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
- Kinder sollten **cleadew** nicht allein verwenden; Eltern werden gebeten, die tägliche Pflege zu übernehmen.
- Benutzen Sie nur den speziellen Kontaktlinsenbehälter, der mit **cleadew** geliefert wird.
- Schütten Sie die Reste der Lösung 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Benutzen Sie bitte immer nur **cleadew 2** und **cleadew 3** zusammen.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- cleadew** mit harten oder formstabilen, gasdurchlässigen (RGP-) Kontaktlinsen NICHT verwenden.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tabletten.
- Benutzen Sie bitte nicht die Spitze der Flasche von **cleadew 3** um Verunreinigungen zu vermeiden.
- cleadew** ist nicht für Hitze-Desinfektion geeignet.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn sie zerbrochen ist.
- Benutzen Sie **cleadew** nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Benutzen Sie **cleadew** nicht, wenn das Sicherheitsstempel beschädigt ist oder fehlt.
- Kontaktlinsen nicht mit Leitungswasser spülen oder darin aufbewahren.
- Behalten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Sichern Sie den Verschluss von **cleadew 2** nach jedem Gebrauch.
- Behalten Sie die Produkte an einem trockenen Platz bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie **cleadew 2** nur mit dem dafür vorgesehenen Spezialbehälter.
- Behalten Sie **cleadew** nicht in allen Kontaktlinsenbehältern auf.
- Benutzen Sie bitte immer den neuen mitgelieferten Kontaktlinsenbehälter.
- Tabletten nach Öffnung der Verpackung unverzüglich verwenden.
- Benutzen Sie bitte die Tabletten in der Aluminium-Verpackung auf, wenn Sie sie nicht brauchen.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsengespinnst nur nach fachkundiger Beratung.

ITALIANO | Istruzioni per l'uso

Sistema per disinfettare, pulire e conservare le lenti

Sistema che disinfecta, neutralizza e rimuove i depositi proteici da tutte le lenti a contatto morbide, incluse quelle in silicone idrogel.

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

cleadew 1 Portaletti	cleadew 2 (compresse disinfettanti, neutralizzanti e pulenti)	cleadew 3 (Risolvente e soluzione per il risciacquo)
Tappo Linea di riempimento 8 mL Gabbietta R = destra L = sinistra	Symbol 1 ist gedruckt Disinfection Cleaning, Neutralization Symbol 2 ist gedruckt Non ingerire	Symbol 3 ist gedruckt
Lo iodopovidone presente nella compressa dissolgue rapidamente i microrganismi nocivi, incluso batteri, funghi e acanthamoeba. Successivamente, l'acido ascorbico presente nella compressa neutralizza lo iodopovidone portandolo a un livello sicuro. Infine, l'enzima proteolitico incluso rimuove completamente i depositi proteici.	Iodopovidone (4.0 mg/compressa), acido ascorbico (2.0 mg/compressa) e enzima proteolitico (0.5 mg/compressa)	Questa soluzione serve a dissolvere cleadew 2 e a risciacquare le lenti. Acido bórico e perossido di idrogeno come conservanti

ISTRUZIONI PER L'USO

-
-
-
-
-
-

Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore. Se l'arancione è ancora visibile dopo 4 ore, seguire le **PRECAUTIONS** sottostanti.

CONSERVAZIONE

Una volta completate le fasi indicate sopra, in caso di conservazione delle lenti per un periodo superiore a 24 ore, sostituire la soluzione con **cleadew 3**. È possibile conservare le lenti nei portaletti mai aperti fino a 7 giorni, quindi ripetere le fasi di cura dall'inizio prima di indossarle.

AVVERTENZE

- Non utilizzare **cleadew** in caso di allergia a qualsiasi degli ingredienti utilizzati in **cleadew**.
- In caso di persistente fastidio oculare, lacrimazione eccessiva, alterazione della visione o arrossamento oculare, rimuoverle immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.
- Non utilizzare **cleadew** con farmaci oculari o altri prodotti per la cura delle lenti a contatto.

PRECAUZIONI

- Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadew** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Lavare e asciugare completamente le mani prima di manipolare le lenti.
- Se la soluzione non diventa arancione dopo avere aggiunto una compressa, eliminare la soluzione, lavare e asciugare i portaletti e ripetere le fasi di cura dall'inizio, come indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Non indossare le lenti se il colore arancione persiste.
- Consultare uno specialista se sono state indossate lenti non neutralizzate.
- Prima di indossare le lenti, assicurarsi che non ci siano residui di colore né sulla lente né sulla soluzione. Se l'arancione è ancora visibile dopo 4 ore, dissolverlo scuotendo il portaletti. Se il colore persiste, gettare la soluzione e ripetere le fasi di cura dall'inizio.
- Dopo ogni utilizzo, eliminare l'eventuale soluzione **cleadew** rimasta nei portaletti.
- Dopo ciascun utilizzo, **cleadew**, lavare i portaletti con soluzione salina sterile e lasciare asciugare all'aria aperta.
- I bambini non devono usare **cleadew** da soli; i genitori sono responsabili della loro cura quotidiana.
- Utilizzare solo con i portaletti specifici in dotazione con **cleadew**.
- Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 3 mesi dopo l'apertura del flacone.
- Utilizzare sempre **cleadew 2** e **cleadew 3** insieme.
- Toujours employer **cleadew 2** et **cleadew 3** ensemble.
- Non utilizzare **cleadew** con lenti rigide gas permeabili.
- Non ingerire la soluzione o le compresse.
- Non toccare la punta di **cleadew 3** per evitare la contaminazione.
- Non utilizzare **cleadew** per disinfettare a caldo.
- Non tocare la punta de **cleadew 3** para evitar la contaminación.
- Non utilizzare **cleadew** dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare la soluzione o la compressa se scolorite.
- Non utilizzare **cleadew** se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per conservare e risciacquare le lenti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
- Conservare i prodotti in luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.
- Non sostituire **cleadew 2** con un altro flacone.
- Non utilizzare **cleadew** con portaletti usati.
- Utilizzare sempre i portaletti forniti.
- Utilizzare la compressa immediatamente dopo l'apertura della confezione.
- Conservare sempre le compresse nella loro confezione in alluminio quando non utilizzate.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato uno specialista.

ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfección, limpieza y conservación

Un sistema esterilizante para lentes de contacto que desinfecta, neutraliza y elimina las proteínas depositadas en todo tipo de lentes de contacto blandos incluso los de hidrogel de silicona.

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN

cleadew 1 Estuche para lentes	cleadew 2 (Comprimidos desinfectantes, neutralizantes e limpiadores)	cleadew 3 (Solución de disolución y para enjuagar)
Tapa Linea de llenado 8 mL Portalettes R = derecha L = izquierda	El símbolo 1 va impreso en el envoltorio Disinfection Cleaning, Neutralization El símbolo 2 va impreso en el bote No ingerir	El símbolo 3 va impreso en el bote
La iodopovidona contenida en el comprimido destruye rápidamente los microorganismos nocivos, incluido bacterias, hongos y Acanthamoeba. Luego, el ácido ascórbico neutraliza la iodopovidona hasta alcanzar el nivel de seguridad. Por último, la enzima proteolítica elimina completamente los depósitos de proteínas.	Iodopovidona (4.0 mg comprimido), ácido ascórbico (2.0 mg comprimido) y enzima proteolítica (0.5 mg comprimido)	La solución se utiliza para disolver los comprimidos cleadew 2 y enjuagar las lentes. Ácido bórico y peróxido de hidrógeno como conservantes

INSTRUCCIONES DEL USUARIO

-
-
-
-
-
-

Asegure de que la solución y los lentes son completamente transparentes. Si el color anaranjado permanece aún después de 4 horas, revise las **PRECAUCIONES** de abajo.

CONSERVACIÓN

En caso de que deje los lentes durante más de 24 horas, tras completar los pasos anteriores, se recomienda reemplazar la solución con **cleadew 3**. Puede guardar los lentes en su estuche sin abrir hasta un máximo de 7 días y luego repetir los pasos para el cuidado de sus lentes desde el principio antes de volver a utilizarlos.

ADVERTENCIAS

- No utilice **cleadew** si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- Si experimenta cualquier molestia ocular persistente, lagrimeo excesivo, cambios en la visión o enrojecimiento de los ojos, quite las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un especialista en el cuidado de los ojos.
- No utilice **cleadew** con ningún medicamento para los ojos u otros productos para el cuidado de las lentes de contacto.

PRECAUCIONES

- Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de utilizar **cleadew** y guárdelo para futuras consultas. Para evitar infecciones en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario.
- Lávese siempre las manos y séquelas completamente antes de manipular sus lentes de contacto.
- Si la solución no se torna anaranjada después de que haya añadido el comprimido, deseché la solución, lave y seque el estuche, y luego repita los pasos para el cuidado de sus lentes desde el principio de acuerdo con las instrucciones del usuario.
- No lleve sus lentes si la mancha anaranjada persiste.
- Si ha usado lentes no neutralizadas, consulte con su especialista en el cuidado de los ojos.
- Asegúrese de que la solución y los lentes son completamente transparentes antes de usar los lentes. Si el color anaranjado permanece aún después de 4 horas, agite ligeramente el estuche hasta que el color desaparezca. Si el color anaranjado persiste, deseché la solución y repita los pasos para el cuidado de sus lentes desde el principio.
- Deschete cualquier resto de solución **cleadew** que quede en el estuche para lentes después de cada uso.
- Lave el estuche con solución salina estéril y deje que se seque al aire después de cada uso de **cleadew**.
- Los niños no deben utilizar **cleadew** por sí mismos; solicitamos amablemente a los padres que se encarguen del cuidado diario de los lentes de sus niños.
- Utilice solamente el estuche para lentes con un diseño especial que acompaña **cleadew**.
- Deschete la cantidad de solución que queda 3 meses después de abrir el bote.
- Utilice siempre juntos **cleadew 2** y **cleadew 3**.
- Cierre el bote firmemente después de cada uso.
- Frasco nach Gebrauch fest verschließen.
- No se traque la solución o los comprimidos.
- No toque la punta de **cleadew 3** para evitar la contaminación.
- No utilice **cleadew** para una desinfección a la calor.
- No utilice el comprimido si está roto.
- No utilice **cleadew** después de su fecha de caducidad.
- No utilice la solución o el comprimido si están decolorados.
- No utilice agua del grifo para guardar y enjuagar sus lentes.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Asegure la tapa de **cleadew 2** después de cada uso.
- Conservar el producto en un lugar seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
- No reemplazar el bote de **cleadew 2** con ningún otro recipiente.
- No utilice **cleadew** con lentes rígidas de gas permeable.
- Utilice siempre el estuche nuevo que acompaña el producto.
- Utilice el comprimido directamente después de abrir el envoltorio blster.
- Guarde siempre los comprimidos en su envoltorio de aluminio cuando no los esté utilizando.
- No cambie el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con un profesional de salud ocular.

NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

Systeem voor desinfecteren, reinigen en bewaren

Systeem voor de verzorging van contactlenzen waarmee alle zachte contactlenzen, inclusief siliconen-hydrogel lenzen, kunnen worden gedesinfecteerd, geneutraliseerd en proteïne-afzetting kan worden verwijderd.

SAMENSTELLING EN BESCHRIJVING

cleadew 1 Lenzenbaje	cleadew 2 (Tablet voor desinfecteren, neutraliseren en reinigen)	cleadew 3 (Vloeistof voor oplossen en afspoelen)
Dop Vulstreep 8 mL Lenz houder R = rechts L = links	Voorzien van symbool 1 Disinfecteren Reinigen, Neutraliseren Voorzien van symbool 2 Niet voor consumptie	Voorzien van symbool 3
Povidon-jodium in de tablet vernietigt snel schadelijke micro-organ		

PORTUGUÊS | Instruções de utilização

Sistema de Desinfecção, Limpeza e Armazenamento

Sistema de desinfecção de lentes de contato, o qual desinfeta, neutraliza e remove as proteínas depositadas em todos os tipos de lentes de contato hidrofílicas incluindo lentes de silicone hidrogel.

Leia com atenção este folheto de instruções antes de utilizar o cleadew e guarde-o para futuras consultas. Obedeça sempre as instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares ou lesões.

COMPOSIÇÃO E DESCRIÇÃO

Não utilize o cleadew caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.

cleadew	cleadew	cleadew
Estado das lentes	(Comprimidos de Desinfecção, Neutralização e Limpeza)	(Solução Desinfetante e de Enxaguamento)
Tampa e as lentes estão completamente limpas. Se a cor laranja se mantiver para além dos 4 horas, consulte as PRECAUÇÕES abaixo.	Comprimidos. Não ingerir.	Simbolo impresso.
Linha de enchimento 8 mL.	Desinfecção, Limpeza, Neutralização.	Simbolo impresso.
Linsholder	Desinfecção, Rinsing, Neutralising.	Simbolo impresso.
R = Direita L = Esquerda	Desinfecção, Rinsing, Neutralising.	Simbolo impresso.
	Desinfecção, Rinsing, Neutralising.	Simbolo impresso.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

-
-
-
-
-
-

1. Agora os suportes das lentes e coloque cada uma das lentes no respetivo recetáculo. Feche cuidadosamente os suportes das lentes.

2. Adicione um comprimido de cleadew no fundo do estajo das lentes e encha-o com cleadew até à linha de enchimento. Feche a tampa com firmeza. Não utilize comprimidos descoloridos ou partidos.

3. Deixe as lentes na solução durante pelo menos 4 horas. O processo de limpeza começa assim que a solução tiver mudado de cor.

4. Certifique-se de que a solução e as lentes estão completamente limpas. Se a cor laranja se mantiver para além dos 4 horas, consulte as PRECAUÇÕES abaixo.

5. Retire as lentes. Enxague as lentes na palma da sua mão com cleadew antes de as colocar nos olhos.

6. Enxague as lentes na palma da sua mão com cleadew antes de as colocar nos olhos.

ARMAZENAMENTO

Após completar os passos acima, deverá substituir a solução por cleadew, caso vá armazenar as lentes por mais de 24 horas. Pode também optar por substituir o estajo fechado após 7 dias e repetir desde o início os passos do cuidado antes de colocar as lentes nos olhos.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilize o cleadew caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
- Caso sinta desconforto persistente nos olhos, lacrimejar excessivo, alterações de visão ou olhos vermelhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
- Não utilize o cleadew com outros medicamentos para os olhos ou produtos de cuidado de lentes de contato.

PRECAUÇÕES

- Leia com atenção este folheto de instruções antes de utilizar o cleadew e guarde-o para futuras consultas. Obedeça sempre as instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares.
- Lave e seque completamente as mãos sempre que for a manusear as lentes.
- Se a solução não ficar alaranjada depois de adicionar um comprimido, descarte a solução. Lave e seque o estajo das lentes e repita os passos do cuidado desde o início, de acordo com as instruções de utilização.
- Não coloque as lentes nos olhos caso persistam as manchas laranja.
- Consulte um profissional da visão caso tenha usado lentes que não foram neutralizadas.
- Certifique-se de que a solução e as lentes estão completamente limpas antes de colocar as lentes nos olhos. Se a cor laranja se mantiver para além das 4 horas, agite levemente o estajo das lentes e deixe-o de lado durante 20-30 minutos. Verifique se a cor desapareceu. Se a cor laranja persistir, descarte a solução e repita os passos do cuidado desde o início.
- Após cada utilização, descarte a solução cleadew restante no estajo das lentes.
- Após cada utilização de cleadew, lave o estajo das lentes com solução salina esterilizada e deixe-o a secar ao ar.
- As crianças não deverão utilizar o cleadew sozinhas; os pais deverão responsabilizar-se pelo seu cuidado diário.
- Utilize apenas o estajo de lentes especialmente concebido para o cleadew.
- Descarte a solução restante 3 meses após a abertura do recipiente.
- Utilize sempre o cleadew juntamente com o cleadew.
- Feche o recipiente com firmeza após a utilização.
- Não utilize o cleadew com lentes duras ou rígidas permeáveis aos gases.
- Não injeira a solução nem os comprimidos.
- Não toque na tampa do cleadew de forma a evitar a contaminação.
- Não utilize o cleadew para efetuar desinfecção por calor.
- Não utilize comprimidos partidos.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Feche bem a tampa do cleadew após cada utilização.
- Armazene os produtos num local seco à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Não substitua o cleadew por nenhum outro recipiente.
- Não utilize o cleadew com um estajo de lentes velho.
- Utilize sempre o estajo novo de lentes fornecido.
- Utilize os comprimidos imediatamente após a abertura da embalagem.
- Guarde sempre os comprimidos nas respetivas embalagens de alumínio quando não forem utilizadas.
- Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar um profissional da visão.

DANSK | Brugsanvisning

System til desinficering, rensning og opbevaring

System til desinficering af kontaktlinser, som desinficerer, neutraliserer og fjerner proteinaflejringer til alle bløde kontaktlinser, heriblandt silikon-hydrogel linser.

Læs dette instruktionsblad omhyggeligt, inden du bruger cleadew, og gem det til fremtidig henvisning. Følg altid brugsanvisningen for at forebygge øjeninfektioner eller skader.

KOMPOSITION OG BESKRIVELSE

Brug ikke cleadew, hvis du er allergisk over for nogle af de anvendte ingredienser.

cleadew	cleadew	cleadew
Linssetul	(Desinficerende, neutraliserende og rensende tablet)	(Opsvælnings og rensende opløsning)
Linje til opfyldning 8 mL.	Tablet.	Simbolo impresso.
Linsholder	Desinficering, Rinsing, Neutralisering.	Simbolo impresso.
R = Højre L = Venstre	Desinficering, Rinsing, Neutralisering.	Simbolo impresso.
	Desinficering, Rinsing, Neutralisering.	Simbolo impresso.

BRUGERANVISNINGER

-
-
-
-
-
-

1. Åbn linsholderen og bring en linse på hver kugle. Luk linsholderen omhyggeligt.

2. Tilføj en cleadew tablet i skålen i lodret og fyld fodraket med cleadew op til opfyldningslinjen. Luk kappen ordentligt. Brug ikke tabletter der er misfarvede eller ikke intakte.

3. Læg linserne i blod i mindst 4 timer. Rensningsprocessen begynder, når opløsningen farve ændres.

4. Kontrollér farven! Sørg for, at opløsningen og linserne er helt gennemgigt. Læs FORHOLDSREGLERNE nedenfor, hvis farven stadig er orange efter 4 timer.

5. Tag linserne ud. Skyl linserne i din håndflade med cleadew, inden du sætter dem i.

6. Skjöl linserne i håndflaten med cleadew, inden du anvender dem.

OPBEVARING

Hvis du opbevarer linserne i mere end 24 timer, skal opløsningen udskiftes med cleadew efter afslutningen af de ovenstående trin. Du kan eventuelt opbevare linserne i et lukket linsedragt op til 7 dage, og så gentage vedligeholdelsestrinene fra begyndelsen, inden du sætter linserne i.

ADVARSLER

- Brug ikke cleadew, hvis du er allergisk over for nogle af de anvendte ingredienser.
- Hvis du oplever ubehagelige øjenirritationer, dine øjne løber, synsforstyrrelser eller får røde øjne, skal du straks tage dine linser ud, og kontakt din øjenlæge eller øjenspecialist.
- Brug ikke cleadew med nogen øjenmedicin eller andre produkter til kontaktlinser.

FORHOLDSREGLER

- Læs dette instruktionsblad omhyggeligt, inden du bruger cleadew, og gem det til fremtidig henvisning. Følg altid brugsanvisningen for at forebygge øjeninfektioner.
- Vask og tørk altid dine hænder helt ensen du hantler dine linser.
- Hvis opløsningen ikke bliver orange, efter du har tilføjet en tablet, bortskaffes opløsningen, linsesetulet, vaskek og tørres, og vedligeholdelsestrinene gentages fra begyndelsen i henhold til brugsanvisningerne.
- Åbn indet linse i, hvis farven stadig er orange.
- Rådgrå med din kontaktspecialist, hvis du har brugt linser, der ikke var neutraliserede.
- Sørg for, at opløsningen og linserne er helt gennemgigt, inden linserne sættes i. Hvis farven stadig er orange efter 4 timer, skal linsesetulet rystes let, og hvile i cirka 20-30 minutter. Kontrollér, om farven er forsvundet. Hvis farven stadig er orange, skal opløsningen bortskaffes, og vedligeholdelsestrinene gentages fra begyndelsen.
- Efter hver brug af cleadew, vaskes linsesetulet med steri saltvandsopløsning og lufttørres.
- Børn må ikke bruge cleadew alene. Forældre skal være ansvarlige for deres daglige pleje.
- Brug kun det specifikt designede linsesetul, som følger med cleadew.
- Bortskaf eventuelt resterende opløsning 3 måneder efter flaskens åbning.
- Brug altid cleadew og cleadew sammen.
- Luk flasken helt efter brug.
- Brug ikke cleadew med hårde eller formaste linser.
- Opløsningen eller tabletterne må ikke indtages.
- For at forebygge kontaminering må spidsen på flasken med cleadew ikke berøres.
- Anvånd inte cleadew til desinficering med varme.
- Brug ikke tabletten, hvis den ikke er intakt.
- Brug ikke cleadew efter udløbsdatoen.
- Brug ikke opløsningen eller tabletten, hvis den er misfarvet.
- Brug ikke cleadew om manipuleringsstrøingen er skadet eller mangler.
- Brug ikke cleadew med et forvarings og skylle linserne.
- Førvåra utom røskål for barn.
- Skål opbevares uden for barns rækkevidde.
- Stram hæften på cleadew efter hver brug.
- Opbevar produktet på et tørt sted ved stuetemperatur, og undgå direkte sollys.
- Erstat ikke cleadew med nogen anden beholder.
- Brug ikke cleadew med et gammelt linsedragt.
- Anvånd inte cleadew med et forpackningen oppnått.
- Anvånd inte cleadew direkte eller utforpackningen oppnått.
- Førvåra allet tabletterne i deres aluminiumspakning når de inte anvånds.
- Erstat inte vårdstystemet for kontaktlinser utan att rådfråga en ögonläkare eller kontaktspecialist.

SVENSKA | Instruktioner för användning

Desinficering, Rengöring och Förvaringssystem

Desinficeringsystem för kontaktlinser som desinficerar, neutraliserar och tar bort proteinavlagningar på alla mjuka kontaktlinser inklusive silikon hydrogel-linser.

Läs detta instruktionsblad nogga innan användning av cleadew och behåll det för framtida referens. För att undvika ögoninfektioner eller skada, följ alltid bruksanvisningarna.

SAMMANSÄTTNING OCH BESKRIVNING

Använd inte cleadew om du är allergisk mot någon av ingredienserna som ingår i cleadew.

cleadew	cleadew	cleadew
Linsedragt	(Desinficering, Neutralisering och Rengöringstablatt)	(Opsvällnings och skyddande lösning)
Fyllningslinje 8 mL.	Tablett.	Simbolo impresso.
Linshållare	Desinficering, Rengöring, Neutralisering.	Simbolo impresso.
R = Höger L = Vänster	Desinficering, Rengöring, Neutralisering.	Simbolo impresso.
	Desinficering, Rengöring, Neutralisering.	Simbolo impresso.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

-
-
-
-
-
-

1. Öppna linshållarna och placera varje linse på varje kugle. Luk linsholderen försiktigt.

2. Lägg in en cleadew tablet i skålen i lodret och fyld fodraket med cleadew upp till fyllningslinjen. Slut kappen ordentligt. Använd inte tabletten om den är misfärgad eller trasig.

3. Blötligg linserna i minst 4 timmar. Rensningsprocessen börjar när lösningens färg förändras.

4. Kontrollera färgen! Säkerställ så lösningen och linserna är helt klara. Om orange färg finns kvar efter 4 timmar, se FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDERNA nedan.

5. Ta ur linserna. Skölj linserna i handflatan med cleadew, innan du använder dem.

6. Skölj linserna i handflatan med cleadew, innan du använder dem.

FÖRVARING

Efter att du har utfört stegen ovanför, om linserna skall förvaras i mer än 24 timmar, bör du ersätta lösningen med cleadew. Du kan eventuellt förvara linserna i ett lukerat linsedragt i upp till 7 dagar, och sedan upprepa vedligeholdelsestrinene fra begynnelsen for den bruker linserne dine.

VARNINGAR

- Använd inte cleadew om du är allergisk mot någon ingrediens som används i cleadew.
- Om du upplever ihållande obehag i ögat, ökad klåda, synförändring eller att ögat blir rött, ta ur linserna direkt och rådfråga din ögonläkare eller specialist.
- Använd inte cleadew tillsammans med andra ögonvårdsprodukter eller andra vårdprodukter för kontaktlinser.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Läs detta instruktionsblad nogga innan användning av cleadew och behåll det för framtida referens. För att undvika ögoninfektioner, följ alltid bruksanvisningarna.
- Vätta och torka alltid dina händer helt innan du hantlar dina linser.
- Om lösningen inte blir orange efter att du har lagt in en tablet, kassera lösningen, vätta och torka linsedraget, vaskek sedan omvårdningsstegen från början, enligt användarinstruktionerna.
- Använd inte linserna om den orange färg kvarstår.
- Rådgrå med din optiker om du har använt icke neutraliserade linser.
- Säkerställ att lösningen och linserna är helt klara innan användning av linserna. Om orange färg finns kvar efter 4 timmar, skaka linsedraget försiktigt och lägg det i sidan i 20-30 minuter. Kolla om färgen försvunnit. Om orange färg finns kvar, kassera lösningen och upprepa omvårdningsstegen från början.
- Efter varje användning, kassera den resterande lösningen som finns kvar i linsedraget.
- Efter hvert bruk av cleadew, vask linsedraget med sterilt saltvannsløsning og la det lufttørke.
- Børn bør ikke bruke cleadew alene. Foreldre ansvar er ansvarlige for deres daglige vård.
- Brug kun det specifikt designede linsedragt, som følger med cleadew.
- Anvånd alltid cleadew og cleadew tillsammans.
- Sång flasken ordentligt efter användning.
- Anvånd inte cleadew med hårde eller stabila gaspermeable linser.
- Svälj inte lösning eller tabletter.
- För att undvika kontaminering, rör inte toppen på cleadew.
- Anvånd inte cleadew för desinficering av brännskador.
- Anvånd inte tabletten om den är trasig.
- Anvånd inte cleadew efter utgångsdatumet.
- Anvånd inte lösningen eller tabletten om den är misfärgad.
- Anvånd inte cleadew om manipuleringsströingen är skadad eller saknas.
- Anvånd inte kravnatten för att förvara och skylle linserna.
- Førvåra utom røskål for barn.
- Skål opbevares uden for barns rækkevidde.
- Stram hæften på cleadew efter hver brug.
- Opbevar produktet på et tørt sted i rumtemperatur, unngå direkte sollys.
- Erstat alle tabletterne i deres aluminiumspakning når de inte anvånds.
- Erstat inte vårdstystemet for kontaktlinser utan att rådfråga en ögonläkare eller kontaktspecialist.

NORSK | Bruksanvisning

Desinfeksjon-, rense- og oppbevaringssystem

Desinfeksjonssystem for kontaktlinser som desinfiserer, nøytraliserer, og fjerner proteinavsetninger for alle myke kontaktlinser inkludert silikon hydrogel linser.

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker cleadew, og behold den for framtidig referanse. For å unngå øyefeksjoner eller skade, følg alltid bruksanvisningen.

SAMMENSETNING OG BESKRIVELSE

Ikke bruk cleadew dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene brukt i cleadew.

cleadew	cleadew	cleadew
Linsedragt	(Desinfiserende, neutraliserende og rensende tablet)	(Opsvælnings og skyddende løsning)
Målelinje 8 mL.	Tablett.	Simbolo impresso.
Linsholder	Desinfiserende, Rensende, Nøytraliserende.	Simbolo impresso.
R = Høyre L = Venstre	Desinfiserende, Rensende, Nøytraliserende.	Simbolo impresso.
	Desinfiserende, Rensende, Nøytraliserende.	Simbolo impresso.

BRUKSANVISNING

-
-
-
-
-
-

1. Åpne linsholderen og plasser hvert linse på hver kugle. Luk linsholderen forsiktig.

2. Tilsett en tablet med cleadew i skålen i lodret i bunnen av linsesetulet og fyl etallet med cleadew opp til målelinjen. Lukk dekket ordentlig. Ikke bruk tabletten dersom den er misfargad eller ødelagt.

3. Bløttlegg linserne i minst 4 timer. Rensningsprosessen begynner etter at fargen på løsningen endres.

4. Sjekk fargen! Kontrollér at løsningen og linserne er helt klare. Dersom den orange farge forblir til og med etter 4 timer, se FORHOLDSREGLERNE under.

5. Fjern linserne. Skjöl linserne i håndflaten med cleadew, før du bruker dem.

6. Skjöl linserne i håndflaten med cleadew, før du bruker dem.

OPPBEVARING

Efter at du har gjennomført stegene over, dersom du skal oppbevare linserne i mer enn 24 timer, bør du erstatte løsningen med cleadew. Du kan eventuelt forvare linserne i et lukket linsedragt i opp til 7 dager, og gjenta deretter vedlikeholdelsestegene fra begynnelsen for du bruker linserne dine.

ADVARSLER

- Ikke bruk cleadew dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene brukt i cleadew.
- Dersom du opplever vedvarende ubehag i øynene, overdreven tåreproduksjon, synsforandring, eller rødhet på øyet, fjern linserne umiddelbart og konsulter øylegegen din eller optikeren.
- Ikke bruk cleadew med noen øyemedisin eller andre linsevedlikeholdssystemer.

FORHÅNDSREGLER

- Lue denne bruksanvisningen grundig før du bruker cleadew, og behold den for framtidig referanse. For å unngå øyefeksjoner, følg alltid bruksanvisningen.
- Alltid vask og tørk hendene dine fullstendig før du hantler linserne dine.
- Dersom løsningen ikke blir orange etter at du har lagt en tablet, kassér løsningen, vask og tørk linsesetulet, og gjenta vedlikeholdelsestegene fra begynnelsen til du bruker linserne dine.
- Ikke bruk linserne dersom orange farge kvarstår.
- Kontakt din optiker dersom du har bruk u-nøytraliserte linser.
- Forsikre deg om at løsningen og linserne er fullstendig klare før du bruker linserne. Dersom det fortsatt er orange farge etter 4 timer, rist linsesetulet forsiktig og legg til side i 20-30 minutter. Sjekk om fargen har forsvunnet. Dersom fargen vedvarer, kassér løsningen og repeter vedlikeholdelsestegene fra begynnelsen.
- Efter hvert bruk, kast all cleadew løsning som er igjen i linsesetulet.
- Efter hvert bruk av cleadew, vask linsedraget med sterilt saltvannsløsning og la det lufttørke.
- Børn bør ikke bruke cleadew alene. Foreldre ansvar for deres daglige vedlikehold.
- Brug kun det spesifikt designede linsedragt, som følger med cleadew.
- Kast all dekket på cleadew etter hver bruk.
- Anvånd alltid cleadew og cleadew sammen.
- Luk flasken forsiktig etter bruk.
- Anvånd ikke cleadew med hårde eller stive gassgjennomtrengelige linser.
- Ikke svelg løsningen eller tabletterne.
- Ikke rør toppen av cleadew for å unngå forurensning.
- Ikke bruk cleadew for vadmefeksjoner.
- Ikke bruk tabletten dersom den er ødelagt.
- Ikke bruk cleadew etter utløpsdatoen.
- Ikke bruk løsningen eller tabletten dersom den er misfargad.
- Ikke bruk cleadew dersom forselingen er skadet eller mangler.
- Ikke bruk spryngtann for å oppbevare og skylle linserne.
- Opbevar uteliggelig for barn.
- Såre allet dekket på cleadew etter hver bruk.
- Opbevar produktet på et tørt sted i romtemperatur, unngå direkte sollys.
- Erstat alle tabletterne med noen andre beholdere.
- Ikke bruk cleadew med et gammelt linsedragt.
- Brug alltid det nye linsedraget som følger med.
- Anvånd tabletten direkte eller utforpackningen oppnått.
- Opbevar allet tabletterne i aluminiumspakningen når de ikke er i bruk.
- Ikke endre vedlikeholdssystemet til kontaktlinserne utan å konsultere optiker.

SUOMI | Käyttöohje

Desifiointi-, puhdistus- ja neutralisointijärjestelmä

Pioliinnsien desifiointijärjestelmä, joka desifioi ja neutraloi, ja poistaa proteiinkertymät kaikista pehmeistä pioliinnsieistä, myös silikonihydrogeellinsieistä.

Lue tämä käyttöohjeellinen huolella ennen kuin ryhdyt käyttämään cleadew-tuotetta ja pidä se tallessa myöhempiä tarvetta varten. Voit välttää vakavilta silmätulehduksilta tai -vaurioilta seuraamalla aina näitä käyttöohjeita.

KOOSTUMUS JA KUVAUS

Älä käytä tätä cleadew-tuotetta, jos olet allerginen mille tahansa tässä tuotteessa käytetyistä ainesosista.

cleadew	cleadew	cleadew
Linsikotelo	(Desifiointi-, neutralisointi- ja puhdistustablatti)	(Huuhtelu- ja huuhutelu- liuos)
Täyttöviva 8 mL.	Tabletti.	Simbolo impresso.
Linsispiketti	Desifiointi, Puhdistus, Neutralisointi.	Simbolo impresso.
R = Oikeapuoli L = Vasempuoli	Desifiointi, Puhdistus, Neutralisointi.	Simbolo impresso.
	Desifiointi, Puhdistus, Neutralisointi.	Simbolo impresso.

KÄYTTÖOHJE

-
-
-
-
-
-

1. Avaa linsipakkeen ja aseta kumpikin omalle kuvulle. Sulje linsipakkeen huolellisesti.

2. Aseta cleadew tabletit linsikotelon pohjassa olevaan uraan ja täytä kotelo cleadew tuotteella täyttövivaan asti. Sulje korkki tiiviisti. Älä käytä tablettia, jos se on vahingoittunut tai jos sen väri on muuttunut.

3. Liota linssiä vähintään 4 tuntia. Puhdistusprosessi käynnistyy liuoksen värin muuttuessa.

4. Tarkkaille väriä! Varmista, että sekä liuos että linsit ovat täysin kirkkaat. Mikäli oranssi väri ilmenee vielä 4 tunnin jälkeen, katso kohta VÄRITÄHTÄMÄT tässä jaksossa.

5. Posta linsit.

6. Huuhtele linssiä kämmenelläsi käyten cleadew tuotetta ennen kuin ryhdyt käyttämään linssiä.

SÄILYTYYS

Kun olet suorittanut em. vaiheet, ja jos laitat linsit säilytykseen yli 24 tunniksi, vaihda luokseksi cleadew. Voit käyttää avoamattomassa linsikotelossa enintään 7 päivää, ja sen jälkeen toistaa holtovaiheet aikaan ennen kuin ryhdyt käyttämään linssiä.

VAROITUKSIA

- Älä käytä tätä cleadew-tuotetta, jos olet allerginen mille tahansa tässä tuotteessa käytetyistä ainesosista.
- Mikäli tunnet jatkuvaa epämielkkävyyttä silmissäsi, oireita kyynelehtimistä, muutoksia näkökykyssä tai silmissä alkavain punoitusta, älä laita linssiä pois ja ole yhteydessä silmälääkäriin tai muuhun silmienhoitajan asiantuntijaan.
- Älä käytä cleadew-tuotetta samanaikaisesti minkään silmälääkkeen tai minkään muun pioliinnsien hoitotuotteen kanssa.

VAROITIMENPITEET

- Lue tämä käyttöohjeellinen huolella ennen kuin ryhdyt käyttämään cleadew-tuotetta ja pidä se tallessa myöhempiä tarvetta varten. Vältä vakavilta silmätulehduksilta tai -vaurioilta seuraamalla aina näitä käyttöohjeita.
- Pese ja kuivaa kätesi aina huolella ja perusteellisesti ennen kuin ryhdyt käsittelemään linssiä.
- Mikäli liuos ei muutu väriltään oranssiksi lisäyttyä tablettiin, hävitä liuos, pese ja kuivaa linsikotelo, ja toista sen jälkeen holtovaiheet alusta alkaen tätä käyttöohjetta noudattaen.
- Älä käytä linssiä, mikäli oranssi väri on edelleen nähtävissä.
- Voit käyttää avoamattomassa linsikotelossa enintään 7 päivää, ja sen jälkeen toistaa holtovaiheet aikaan ennen kuin ryhdyt käyttämään linssiä.
- Käytä cleadew-tuotetta lämpödesifiointiin.
- Sulje pullo aina tukustiä käytön jälkeen.
- Älä niele liuosta eikä tablettia, jos se on vahingoittunut.
- Älä kosketa cleadew-tuotteen pullon suulaaukkoa jotta se ei likaantuisi.
- Älä käytä cleadew-tuotetta lämpödesifiointiin.
- Älä käytä tablettia, jos se on vahingoittunut.
- Älä käytä cleadew-tuotetta sin viimesen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä käytä cleadew-tuotetta jätkeen linsikotelossa mahdollisesti jäänyt cleadew liuoksen jäämä.
- Älä käytä cleadew-tuotetta käyttökerran jälkeen sinun täytyy pestä linsikotelo sterilillä suulaauksella ja jättää se huonetilan kuivumaan.
- Läppel evält saa käyttää cleadew-tuotetta, vanhempien täytyy kantaa vastuu heidän pälvästäistä hoitoonastaan.
- Käytä vain cleadew-tuotteen mukana toimitettua erityissuulatuettua linsikotelo.
- Heitä pois mahdollinen jäljellä oleva liuos, kun pullon avaimesta on kulunut 90 päivää.
- Käytä cleadew- ja cleadew-tuotetta aina yhdessä.
- Sulje pullo aina tukustiä käytön jälkeen.
- Älä niele liuosta eikä tablettia, jos se on vahingoittunut.
- Älä kosketa cleadew-tuotteen pullon suulaaukkoa jotta se ei likaantuis