

ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, cleaning and storing system for soft contact lenses. FOR ALL SOFT CONTACT LENSES INCLUDING SILICONE HYDROGEL LENSES

Read this instruction sheet carefully before using cleadew, and keep it for future reference. To avoid eye infections or damage, always follow the user instructions.

COMPOSITION AND DESCRIPTION

Do not use cleadew if allergic to any of the ingredients used in cleadew.

Diagram showing the components of the cleadew system: Lenses case, Disinfecting/Cleaning/Neutralizing Tablet, Dropper & Rinsing Solution, and Lens holder. Includes instructions on how to use each component and lists ingredients like Povidone-iodine, Ascorbic acid, and Hydrogen peroxide.

USER INSTRUCTIONS

Step-by-step visual instructions for using cleadew: 1. Open lens holders, 2. Place tablet in case, 3. Soak lenses for 4 hours, 4. Check color, 5. Remove lenses, 6. Rinse lenses in palm.

STORAGE

After completing the above steps, in case of storing the lens for more than 24 hours, you should replace the solution with cleadew.

WARNINGS

- Do not use cleadew if allergic to any of the ingredients used in cleadew.
If you experience persistent eye discomfort, excessive tearing, vision changes, or redness of the eyes, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
Do not use cleadew with any eye medication or other contact lens care products.

PRECAUTIONS

- Read this instruction sheet carefully before using cleadew and keep it for future reference.
Do not use tap water to store and rinse the lenses.
Keep out of reach of children.
Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
Do not replace cleadew with any other container.
Do not use cleadew with any old lens case.
Always use the new lens case provided.
Use the tablet immediately after opening the package.
Always store the tablets in their aluminum package when not in use.
Do not change the contact lens care system without consulting your eye care professional.
Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women.

FRANÇAIS | Mode d'emploi

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation pour lentilles de contact souples. POUR TOUTS LES TYPES DE LENTILLES DE CONTACT SOUPLES, Y COMPRIS LES LENTILLES EN SILICONE HYDROGEL

Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser cleadew et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation.

COMPOSITION ET DESCRIPTION

N'utilisez pas cleadew en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.

Diagram showing the components of the cleadew system in French: Etui à lentilles, Comprimé, Désinfectant/Nettoyage/Neutrisation, and Solution. Includes instructions and ingredients in French.

CONSIGNES D'UTILISATION

Step-by-step visual instructions for using cleadew in French: 1. Ouvrir l'étui, 2. Ajouter le comprimé, 3. Laisser tremper, 4. Vérification de la couleur, 5. Retirer les lentilles, 6. Rincer les lentilles.

CONSERVATION

Une fois les étapes décrites ci-dessus terminées, il est nécessaire de remplacer la solution cleadew en cas de conservation des lentilles dans l'étui pendant plus de 24 heures.

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas cleadew en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans cleadew.
En cas de sensation d'inconfort aux yeux permanent, d'un larmoiement excessif, de changements dans la vision, ou de rougeurs aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez votre ophtalmologiste ou un spécialiste de soins oculaires.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser cleadew et s'y référer si besoin par la suite.
Ne remplissez pas la solution.
Après chaque utilisation, videz tout résidu de solution cleadew de l'étui à lentilles.
Assurez-vous que la solution et les lentilles sont entièrement incolores.

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektions-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem für weiche Kontaktlinsen. FÜR ALLE WEICHEN KONTAKTLINSEN EINSCHLIESSLICH SILIKON-HYDROGEL-LENSEN

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie cleadew benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.

ZUSAMMENSETZUNG UND BESCHREIBUNG

Benutzen Sie cleadew nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.

Diagram showing the components of the cleadew system in German: Kontaktlinsenbehälter, Tablette, Desinfektion/Reinigung/Neutralisation, and Lösung. Includes instructions and ingredients in German.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Step-by-step visual instructions for using cleadew in German: 1. Öffnen Sie die Linsenhalter, 2. Geben Sie eine Tablette, 3. Weichen Sie die Linsen, 4. Prüfen Sie die Farbe!, 5. Entnehmen Sie die Kontaktlinsen, 6. Spülen Sie die Linsen.

AUFBEWAHRUNG

Nachdem Sie die oben angeführten Schritte ausgeführt haben und die Kontaktlinsen länger als 24 Std. aufbewahren möchten, ist es empfehlenswert die Lösung gegen cleadew auszutauschen.

WARNUNGEN

- Benutzen Sie cleadew nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Rötung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen ab und wenden Sie sich an Ihren Augenarzt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig, bevor Sie cleadew benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.
Benutzen Sie cleadew nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
Verwenden Sie die Lösung und Tablette bei Verfärbung nicht benutzen.

ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfección, limpieza y almacenamiento para lentes de contacto blandas. PARA TODAS LAS LENTES DE CONTACTO BLANDAS, INCLUIDAS LAS DE HIDROGEL DE SILICONA

Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de usar cleadew y guárdelo para futuras consultas. Para evitar infecciones y daño en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario.

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN

No utilice cleadew si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

Diagram showing the components of the cleadew system in Spanish: Estuche para lentes, Comprimido, Desinfección/Limpieza/Neutricación, and Solución. Includes instructions and ingredients in Spanish.

INSTRUCCIONES DEL USUARIO

Step-by-step visual instructions for using cleadew in Spanish: 1. Abra el portaelentes, 2. Coloque un comprimido, 3. Deje las lentes en remojo, 4. Compruebe el color!, 5. Enjuague las lentes, 6. Retire las lentes.

CONSERVACION

En caso de que deje las lentes durante más de 24 horas, tras completar los pasos anteriores, se recomienda reemplazar la solución con cleadew.

ADVERTENCIAS

- No utilice cleadew si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
Si experimenta cualquier molestia ocular persistente, lagrimeo excesivo, cambios en la visión o enrojecimiento ocular, retire inmediatamente las lentes y consulte con su oftalmólogo o un especialista en el cuidado de los ojos.

PRECAUCIONES

- Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de utilizar cleadew y guárdelo para futuras consultas.
No utilice el comprimido si está roto.
No utilice la solución después de su fecha de caducidad.

ITALIANO | Istruzioni per l'uso

Sistema di disinfezione, pulizia e conservazione per lenti a contatto morbide. PER TUTTE LE LENTI A CONTATTO MORBIDE, INCLUSE LENTI IN SILICONE IDROGEL

Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo prima di utilizzare cleadew e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni o lesioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti che compongono cleadew.

Diagram showing the components of the cleadew system in Italian: Portaelenti, Compresse, Pulviscetta/Neutricazione, and Soluzione. Includes instructions and ingredients in Italian.

ISTRUZIONI PER L'USO

Step-by-step visual instructions for using cleadew in Italian: 1. Aprire la gabbietta, 2. Porre una compressa, 3. Immergere le lenti, 4. Controllare il colore!, 5. Togliere le lenti, 6. Prima di applicare le lenti.

CONSERVAZIONE

Una volta completate le fasi indicate sopra, in caso di conservazione delle lenti per un periodo superiore a 24 ore, sostituire la soluzione con cleadew.

AVVERTENZE

- Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti utilizzati in cleadew.
In caso di persistente fastidio oculare, lacrimazione eccessiva, alterazioni della visione o arrossamento oculare, rimuovere immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.

PRECAUZIONI

- Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare cleadew e conservarlo per riferimento futuro.
Non utilizzare cleadew se il sigillo antimicrobico è danneggiato o assente.
Non riutilizzare la soluzione.
Non indossare le lenti se il colore arancione persiste.

